

Universal-Elektrodenkabel

Das abgeschirmte Elektrodenkabel mit berührungsgeschützten Buchsen eignet sich für die Ableitung von 1- oder mehrkanaligen Aktionspotentialen, für alle Ausführungen von Elektroden mit berührungsgeschützten Steckern. Das gilt für die Napf-, Oberflächen-, Ableite-, Sensible Schlaufenelektroden, Einmal-Klebeelektroden Anschlusskabel mit Kroko-Klemmen und die Anschlusskabel für Platin-/Stahlnadeln in ihren berührungsgeschützten Ausführungen.

Für 2-, 3- oder 4-Kanal Ableitungen ist die entsprechende Anzahl von 1-Kanal-Elektrodenkabel zu verwenden, (Verteiler können zusammengeclippt werden - siehe Foto Deckblatt) die mit Brückenadaptern (Jumper) Referenz- und Erdeingänge je nach Bedarf zusammengeschaltet werden können.

Das universelle Elektrodenkabel ist für alle Geräte mit 5-poligen DIN-Eingangsbuchsen geeignet.



Bestell-Nr.	PE	Bezeichnung	Länge
145414	1	Universal-Elektrodenkabel, 5pol. DIN Stecker, 270°	1500mm
145420	1	2-Kanal Adapter	50mm
145440	1	4-Kanal Adapter	50/60mm
145412	1	Universal-Elektrodenkabel, 5pol. DIN Stecker, 270° 2 x Sicherheitsstecker männlich	1200mm
145514	1	2-Kanal Universal-Elektrodenkabel	1500mm

